

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ  
МИДИС

Официальный дистрибьютор на территории РФ:  
[WWW.MIDIS-CENTR.RU](http://WWW.MIDIS-CENTR.RU)  
[@MIDIS\\_OFFICIAL](https://www.instagram.com/MIDIS_OFFICIAL)



# AQUASURE

Технология комплексного ухода  
И аквапилинга

[WWW.MIDIS-CENTR.RU](http://WWW.MIDIS-CENTR.RU)





# ПРЕИМУЩЕСТВА AQUASURE



Аппарат AQUASURE H2 представляет собой multifункциональное высокотехнологическое оборудование для комплексного воздействия на кожу. Процедуры на аппарате AQUASURE H2 могут выполняться как комплексно – все этапы лечения, так и отдельными этапами в зависимости от потребности клиента.

Благодаря комбинации нескольких функций аппарат с помощью 6 манипул решает множество проблем, связанных с возрастными изменениями, кожными дефектами и общим состоянием организма.



# МАНИПУЛЫ И ФУНКЦИИ AQUASURE

1. Аквапилинг (Гидропилинг)
2. УЗ скраббер
3. Электропорация
4. Спрей (аэрокисть)
5. Радиолифтинг



+

AQUASURE H2

- PRODUCT NAME AQUASURE H2
- INPUT: 100-240V
- OUTPUT: 12V-5A
- POWER: 50W
- WEIGHT: 8KG
- SIZE: 420X352X420MM

[www.midis-centr.ru](http://www.midis-centr.ru)



MIDIS Medical Dermatology Systems

[www.midis-centr.ru](http://www.midis-centr.ru)



## АКВАПИЛИНГ ОЧИЩЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ

Суть заключается том, что происходит очищение кожи с помощью специальных вакуумных насадок и раствора. За счет механического воздействия в зоне применения насадки аппарата ускоряется кровотока и лимфотока, начинается усиленная выработка эластина и коллагена. После тщательного отшелушивания омертвевших частичек кожа становится более красивой и здоровой, улучшается регенерация.

После процедуры можно заметить следующие положительные изменения: улучшение цвета лица; заметный омолаживающий эффект; очищение пор.





MIDIS Medical Dermatology Systems

[www.midis-centr.ru](http://www.midis-centr.ru)



## УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА



Принцип действия аппарата основан на генерации регулируемого по интенсивности ультразвукового сигнала с частотой 28 кГц, вызывающего колебания с помощью тонкой металлической лопаточки.

Скраббер с помощью ультразвуковых колебаний удаляет мертвые клетки кожи и очищает загрязненные поры. Кроме того, выводит излишки кожного сала. Кожа сразу становится гладкой и сияющей.



# МАНИПУЛА ЭЛЕКТРОПОРАЦИИ

ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ /  
БЕЗЫГОЛЬНАЯ  
МЕЗОТЕРАПИЯ



Электропорация стимулирует питательный канал клетки, раскрывая его на доли секунды, за это время активное средство, находящееся в межклеточном пространстве поступает непосредственно в клетку. Именно поэтому, электропорация это 100% замена классической мезотерапии.



MIDIS Medical Dermatology Systems

[www.midis-centr.ru](http://www.midis-centr.ru)

# МАНИПУЛА RF

## РАДИОЧАСТОТНЫЙ ТЕРМОЛИФТИНГ

Радиочастота прогревает ткани на уровне коллагена и эластина, высокая температура нагрева заставляет волокна сокращаться, регенерироваться и скручиваться.



В ходе данной процедуры происходит воздействие на кожу радиочастотными волнами. В радиочастотном лифтинге используется переменный ток высокой частоты, который нагревает ткани кожи.

В результате заметно улучшается кожный рельеф, сужаются поры, внешний вид кожи изменяется в лучшую сторону. Кожа лица разглаживается и заметно подтягивается.

### Криотерапия

Действие низкой температуры способствует омоложению кожи, повышает уровень ее увлажненности, устойчивости к внешним неблагоприятным факторам. Под влиянием перепада температуры происходит резкое сужение сосудов, что приводит к их зарядке, тем самым укрепляя их стенки. устраняются кожные дефекты: уменьшается проявление купероза, акне, снижение воспалений.





## СПРЕЙ



Спрей или Воздушная кисть (аэробраш) — мягкое массажное воздействие для более интенсивного клеточного проникновения косметических средств и активных сывороток за счет давления воздуха.

Кислородный спрей используется для деликатного орошения препарата и активного насыщения кислородом кожи. Спрей представляет собой небольшую ручку с небольшим баллоном, в баллон заливается препарат и далее смешиваясь с кислородом подается через ручку. Спрей можно использовать как для проведения процедур демакияжа, так и как завершающую процедуру.









# ЗАЧЕМ НУЖЕН ВОДОРОД

Водород, как игла, протаскивает все активные компоненты в глубокие слои кожи и, Кроме того, считается лучшим антиоксидантом – возвращает коже молодость и упругость.



In night shoot, hydrogen bottle in the work produced by the tiny bubble.



Instrument can put the water conduct electrolysis. Repeated electrolysis the water will change to yellow.

\*User need to know  
Please don't casually twist bottle, violence twist will damage, lead to water seepage.

Oxyhydrogen bubble function start-up. Instrument can put the water conduct electrolysis. Repeated electrolysis the water will change to yellow. Yellowing of water is a normal phenomenon. After changing water and cleaning can continue to normal use.



MIDIS Medical Dermatology Systems

www.midis-centr.ru

# 10 ПРЕИМУЩЕСТВ AQUASURE

1. Все методики AQUASURE безопасны
2. Все процедуры всесезонны
3. Возможна комбинация более 30 программ ухода
4. Все функции могут работать, как самостоятельные
5. Возможна работа с различной возрастной категорией пациентов
6. Современный дизайн, удобная система хранения, эргономичные манипулы
7. Инновационное использование водорода
8. Удобное управление
9. Компактные размеры аппарата
10. Идеально совместим с другими методиками и в период реабилитации после агрессивного воздействия



# КОНТАКТЫ



«Центр Медицинской Косметологии «Мидис»


Сайт: <http://www.midis-centr.ru/>

**Телефоны:**

+7 (916) 112-54-89

**Адрес:** Москва, Коштыянца 20/2

**@MIDIS\_OFFICIAL**



Центр МИДИС  
Эксклюзивный  
Дистрибьютор  
Оборудования для  
Салонов красоты и  
Центров эстетической  
Медицины

С 1991 года

ОБУЧЕНИЕ

СЕРВИС

РАССРОЧКА

ПОДДЕРЖКА

Все материалы презентации: включая текстовую, графическую и видео информацию, структуру и оформление страниц, защищены российскими и международными законами и соглашениями об охране авторских прав и интеллектуальной собственности (статьи 1259 и 1260 главы 70 "Авторское право" Гражданского Кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ).

Все материалы запрещены к копированию!