



# COOL SCULPTING V8

АППАРАТ КРИОЛИПОЛИЗА



MIDIS



## COOL SCULPTING V8



Главное преимущество COOL SCULPTING V8 состоит в том, что манипула криолиполиза сочетает в себе сразу несколько функций:

- Криолиполиз
- Электропорация
- Диодный липолитический лазер
- Вибротерапия

Синергия всех видов воздействия на обрабатываемую зону дает мгновенный результат! Клиенту не нужно ждать месяц (как на других аппаратах криолиполиза), чтобы увидеть результат!





# ПРИНЦИП COOL SCULPTING V8



Аппарат COOL SCULPTING имеет специальный аппликатор для криолиполиза. Аппликатор представляют собой манипулу с металлическими датчиками по бокам, во время процедуры работает вакуум и аппликатор «захватывает» необходимую зону, а металлические датчики начинают постепенно охлаждаться до минус 12 градусов. Именно эта температура позволяет оптимально избавляться от лишних сантиметров, разрушая жировые клетки.

За счет давления вакуума охлаждаются ткани только «захваченные» аппликатором, при этом остальные зоны и органы не страдают, и манипула на них не воздействует, обеспечивая безопасность процедуры.





# ПРЕИМУЩЕСТВА COOL SCULPTING V8



- Возможность комбинирования манипул в одной процедуре
- Двойное действие манипулы криолиполиза за счёт дополнительных функций
- Безопасность
- Безболезненность процедуры
- Возможность проведения процедуры в любой сезон

# БОЛЬШАЯ НАСАДКА

2 манипулы  
Работают одновременно



Большая манипула –  
позволяет обрабатывать  
большие участки и имеет  
дополнительные функции:  
**Вакуум**  
**Криолиполиз**  
**Электропорация**  
**Липолитический диодный  
лазер**  
**Вибротерапия**




## МАЛАЯ НАСАДКА

2 манипулы  
Для области подбородка и рук



Малая манипула – позволяет обрабатывать небольшие и труднодоступные зоны, имеет дополнительные функции:  
**Вакуум**  
**Криополиз**  
**Электропорация**

Обе манипулы могут работать одновременно, и, соответственно, обрабатывать больший участок за меньшее время!



# ЭЛЕКТРО- ПОРАЦИЯ

Электропорация – физиотерапевтическая процедура, основанная на применении модулированных электромагнитных волн совершенно определенной частотной характеристики, которые способны временно открывать каналы в клеточной мембране. В этом состоянии - открытых специальных каналов (пор), проницаемость клеточной мембраны повышается в 400 раз без смены полярности.

В аппарате COOL SCULPTING V8 электропорация дополнительно позволяет во время процедуры вводить активные препараты, ускоряющие действие криолиполиза и содействующие расщеплению жиров.



COOL SC8

## СИНЕРГИЯ СИЛ ВОЗДЕЙСТВИЯ


Все эти факторы в совокупности составляют целый комплекс воздействий, позволяющий аппарату COOL SCULPTING V8 добиваться результатов сразу после процедуры, в отличии от других моделей показывающих результат только через несколько месяцев после процедуры.

# COOL SCULPTING V8

*Преимущества метода не оспоримы:*

- Видимый результат уже после 1-ой процедуры
- Усиление результата в течении нескольких недель после процедуры
- Селективное объединение нескольких функций
- Возможность проведения комплекса процедур
  - !

MIDIS





# КОНТАКТЫ



MIDIS Medical Dermatology Systems

[www.midis-centr.ru](http://www.midis-centr.ru)

«Центр Медицинской Косметологии «Мидис»

Сайт: <http://www.midis-centr.ru/>



[www.coolite.ru](http://www.coolite.ru)

[www.contlex.ru](http://www.contlex.ru)

Телефоны: +7 (495) 925-97-51

Адрес: ул. Коштоянца 20, корпус 2, Офис №5

@MIDIS\_OFFICIAL



Центр МИДИС  
Эксклюзивный  
Дистрибьютор  
Оборудования для  
Салонов красоты и  
Центров эстетической  
Медицины

С 1991 года



ОБУЧЕНИЕ



СЕРВИС



РАССРОЧКА



ПОДДЕРЖКА