

The image shows a Dual Lumière photodynamic therapy device. It features a central control panel with a touchscreen displaying 'LED System' and various settings. Above the panel are two large, adjustable light arms, each with multiple light heads. A large cyan checkmark is overlaid on the top half of the device. The background is a dark grey gradient.

Dual Lumière

АППАРАТЫ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ



MIDIS

Dual Lumie

Аппараты серии Dual Lumie – это аппараты для фотодинамической терапии последнего поколения.

Фотодинамическая терапия (ФДТ) – современный неинвазивный метод, использующийся в лечении онкологических, дерматологических, гинекологических заболеваний, а также в стоматологии. Свое применение фототерапия нашла и в косметологии. Суть процедуры заключается в воздействии энергией света на проблемные участки кожи. Для проведения процедуры используют полупроводниковый лазер и специальный гель с лечебными, тонизирующими и регенерирующими свойствами.






MIDIS

КАК РАБОТАЕТ ФДТ

Процесс старения и увядания кожи – это естественное и неизбежное явление. Процесс регенерации отмерших клеток замедляется, что вызывает появление морщин, пятен, воспалений и других эстетических недостатков. Но это не означает, что со старением нельзя эффективно бороться. Верхний слой кожи (эпидермис) обладает свойством впитывать различные источники света. Искусственные световые импульсы, создаваемые светотерапией, «перезагружают» клетки, помогая им более эффективно восстановиться.

Использование световой энергии позволяет добиться ускорения производства организмом собственного коллагена, который необходим для улучшения состояния кожи и ее длительной молодости. После корректирующих сеансов фототерапии синтез коллагена увеличивается в четыре раза, обеспечивая естественное омоложение кожных покровов.



КАК РАБОТАЕТ ФДТ +

Источником световой энергии в аппаратуре служит лазерное излучение. Воздействие энергии лазера на фотосенсибилизатор геля повышает чувствительность тканей, способствует выработке активных радикалов и кислорода, восстанавливает поврежденные клетки.

ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ЭНЕРГИЯ СВЕТА ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ ТОЛЬКО НА ПОРАЖЕННЫЕ ЗОНЫ, НО НЕ ЗАТРАГИВАЕТ ЗДОРОВЫЕ УЧАСТКИ. ПРИ ЕЕ ПРОВЕДЕНИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, НЕ НУЖНО ВРЕМЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ. ПРОЦЕДУРА НЕ ВЫЗЫВАЕТ БОЛИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ.



Purple Light

400-420nm

Сочетание красного и синего света создает фиолетовый свет, который помогает выводить токсины, уменьшает воспаление и улучшает заживление и циркуляцию крови.

Blue Light

430-450nm

Уменьшает активность сальных желез. Устраняет застойные явления и убивает бактерии, вызывающие акне.

Cyan Light

500-520nm

Успокаивает раздраженную кожу. Способствует уменьшению размера набухших капилляров.

Yellow Light

570-600nm

Стимулирует выработку коллагена и способствует заживлению ран, естественным образом заживляя и регенерируя кожу изнутри. Полезно при розацеа и послеоперационном лечении лазером

Orange Light

590-630nm

Способствует более яркому сиянию для более сияющей кожи. Придает жизненную силу тусклому, безжизненному цвету лица.

White Light

(mixed light) 400-700nm

Ускоряет активный тканевой метаболизм, уменьшает мелкие морщинки и дряблость кожи.

Red Light

630-700nm

Усиливает кровообращение и лимфоток, способствуя обновлению клеток и придавая коже молодой вид.



Surface Tissue (Epidermis)



Soft Tissue (Dermis)



Deep Tissue (Hypodermis)



ПРЕИМУЩЕСТВА



Flexible arm can adjust to your treatment area.



Lifting range: 25CM



Mechanical spring structure,
long life and more stable



180 degree free rotation

Adjustable head for large coverage or focused intensity.



Even Energy Distribution



Оптимизированное плоское распределение (OFT) обеспечивает равномерное и последовательное распределение энергии по всему целевому слою и площади, что приводит к неизменным результатам каждый раз..



Импортный мощный светодиод,
Производства – Германия,
Мощность 100 МВт/шт.



и понятный интерфейс



КАК ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕДУРА



При выполнении сеанса фотодинамической терапии над лицом закрепляется маска с нанесенным косметическим средством. Под воздействием света активные компоненты проникают в кожу, оказывая тонизирующее и омолаживающее действие. Аппаратура фотодинамической терапии работает на сверхярких светодиодах или светодиодах холодного света, которые еще называют холодным лазером. Альтернативой для аппаратов является светодиодная маска с аналогичным омолаживающим или лечебным эффектом. Ее можно применять в домашних условиях или в небольших косметологических кабинетах. Перед проведением сеанса лицо следует тщательно очистить. Все устройства просты в эксплуатации, не производят «горячий» эффект и не требуют обязательного присутствия косметолога во время проведения процедуры.





ЗАДАЧИ



- устранение морщин, пигментных пятен, следов постакне;
- восстановление контура лица, упругости кожи;
- избавление от воспаления, покраснения и шелушения кожи как симптомов дерматологических заболеваний;
- восстановление естественного цвета кожных покровов;
- общее улучшение состояния кожи.
- возрастные изменения – морщины, пигментные пятна, дряблость кожных покровов;
- последствия акне или травм – рубцы, шрамы;
- наличие повреждений кожи – раны, ожоги, ссадины;
- гиперпигментация, веснушки, угревая сыпь;
- понижение тонуса кожи;
- повышенная жирность кожи лица, расширенные поры;
- появление различного рода высыпаний и чрезмерной сухости кожи;
- купероз, розацеа,
- преждевременное старение и увядание кожи.

РЕЗУЛЬТАТЫ



СПЕЦИФИКАЦИЯ



Model Dual Lumière I / Dual Lumière II

Diode Quantity 1500 / 3000

Power 400W / 800W

Diode Power 100mw/diode

Wavelength 400-700nm

LED Colors Red Blue Yellow Orange Cyan Purple White

Screen 8inch touch screen

Working Mode Pulse mode/ Continue Mode



Dual Lumière II



Dual Lumière I

КОНТАКТЫ



MIDIS Medical Dermatology Systems

www.midis-centr.ru

ООО «Мидис Бьюти»

Сайт: <http://www.midis-centr.ru/>


www.coolite.ru

www.contlex.ru

Телефоны: +7 (495) 925-97-51

Адрес: ул. Коштоянца 20, корпус 2, Офис №5

@MIDIS_OFFICIAL



Центр МИДИС
Эксклюзивный
Дистрибьютор
Оборудования для
Салонов красоты и
Центров эстетической
Медицины

С 1991 года



ОБУЧЕНИЕ



СЕРВИС



РАССРОЧКА



ПОДДЕРЖКА