



# GROWSKIN

АППАРАТ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ  
С ФУНКЦИЕЙ АКВАПИЛИНГА



# G R O W S K I N

Технология GROWSKIN это не просто удачное сочетание функций в одном аппарате, это система, которая позволяет провести целый комплекс процедур (лечение, омоложение, лифтинг, увлажнение, чистка) за один сеанс. Именно сочетание всех сил воздействия во время одного сеанса делает технологию уникальной и не имеющей аналогов.





## МАНИПУЛА АКВАПИЛИНГА

Это самая совершенная система для мягкого пилинга и деликатного очищения кожи. В ее основе лежит синергизм трех сил воздействия: механическая эксфолиация (за счет вихревого потока) воздействие специальными сыворотками и стимулирующее действие вакуума. Система имеет несколько ступеней ухода. Благодаря наличию специально разработанных сывороток, работа с манипулой проходит через несколько этапов. Глубокое очищение, увлажнение кожи и интенсивное питание.





## МАНИПУЛА СПРЕЙ

Спрей или Воздушная кисть (аэробраш) — мягкое массажное воздействие для более интенсивного клеточного проникновения косметических средств и активных сывороток за счет давления воздуха.

Кислородный спрей используется для деликатного орошения препарата и активного насыщения кислородом кожи. Спрей представляет собой небольшую ручку с небольшим баллоном, в баллон заливается препарат и далее смешиваясь с кислородом подается через ручку. Спрей можно использовать как для проведения процедур демакияжа, так и как завершающую процедуру.





## АЛМАЗНАЯ ДЕРМАБРАЗИЯ И ВАКУУМ



Дермабразия – это один из видов механического пилинга кожи лица, в процессе которого происходит поочередная шлифовка разных слоев дермы.

В комплектации 9 алмазных фрез разного диаметра и абразивности.

Вакуумный массаж является идеальным методом для проведения процедуры лимфодренажа. Как правило: используйте вакуумный массаж перед процедурой, это даст Вам ряд преимуществ при дальнейшем проведении процедуры:

- Снимается лимфотический блок.
- Снимается ороговевший слой (это важно для инъекционной процедуры, ороговевший слой может помешать проникновению препарата в дерму)

\*Выполняется гладкой насадкой





## УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ


Ультразвуковой скраббер — мягкое очищение,  
восстановление кожи при помощи  
ультразвуковых колебаний с частотой  
28000/сек.





## МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

Микротоковая терапия предназначена для воздействия на кожные покровы, мышечную ткань и лимфические пути человека импульсным током малого напряжения для создания стойкого тонизирующего лифтинг-эффекта, проведение лимфодренажа, повышения обменных процессов в коже и мышцах.







# РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЛИФТИНГ

Радиочастота прогревает ткани на уровне коллагена и эластина, высокая температура нагрева заставляет волокна сокращаться, регенерироваться и скручиваться.

Аппарат имеет 2 манипулы:  
БИ полярную и  
ТЕТРА полярную  
Для работы с разными зонами и на разной глубине.







## БИО- ХРОМОТЕРАПИЯ

БИО токи проникает в клетки, улучшают клеточный метаболизм и кровообращение, повышает способность к заживлению клеточных тканей, одновременно сокращая и стимулируя движение каждой мышцы.

Фотодинамическая терапия — узкополосная нетепловая энергия LED-красных, синих, зеленых диодов обладает антивозрастным, антибактериальным, успокаивающим и восстанавливающим эффектами.



# ДИЗАЙН И УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ

MIDIS [www.midis-centr.ru](http://www.midis-centr.ru)





MIDIS Medical Dermatology Systems

www.midis-centr.ru

## «Центр Медицинской Косметологии «Мидис»

Сайт:

<http://www.midis-centr.ru/>

[www.coolite.ru](http://www.coolite.ru)

[www.elpis-fx.ru](http://www.elpis-fx.ru)

[www.contlex.ru](http://www.contlex.ru)

**Адрес:** Адрес офиса и шоу-  
рум: Коштыянца 20 к 2

Все материалы презентации: включая текстовую, графическую и видео информацию, структуру и оформление страниц, защищены российскими и международными законами и соглашениями об охране авторских прав и интеллектуальной собственности (статьи 1259 и 1260 главы 70 "Авторское право" Гражданского Кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ).  
Все материалы запрещены к копированию!



Центр МИДИС  
Эксклюзивный  
Дистрибьютор  
Оборудования для  
Салонов красоты и  
Центров эстетической  
Медицины

С 1991 года

ОБУЧЕНИЕ

СЕРВИС

РАССРОЧКА

ПОДДЕРЖКА