

The image shows a white HIFU LADY device with a control panel on top. The panel has several digital displays showing numbers like 3.0, 1.0, 1.00, 34, and 3, along with various buttons. A handpiece is connected to the device by a cable. A large cyan checkmark is overlaid on the top right of the device. The background is dark grey.

HIFU LADY

АППАРАТ СФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКА HIFU
ДЛЯ ИНТИМНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ

HIFU LADY




MIDIS



HIFU LADY




Модель HIFU LADY предназначена для устранения последствий вагинальной релаксации, при которой происходит сглаживание рельефа слизистой оболочки и снижение тонуса вагинальных мышц, приводящие к уменьшению чувствительности и снижению яркости сексуальных ощущений. Восстановить утраченные функции и позволяет применение высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука (HIFU).



ПРИНЦИП HIFU LADY

360°



Воздействуя ультразвуком на небольшие участки, аппарат вызывает кратковременный нагрев тканей до 65°C, при котором начинается рекомбинация старых коллагеновых волокон. Одновременно с этим происходит стимуляция слизистой оболочки и мышц.


Поскольку высокотемпературный ультразвуковой нагрев происходит на ограниченной площади и строго заданной глубине, окружающие ткани получают только стимулирующее воздействие и не подвергаются разрушению.




ЭФФЕКТЫ HIFU LADY

- Укрепляющий эффект для мышечных волокон, улучшает сексуальные возможности благодаря регенерации клеток;
- Интенсивную выработку вагинальной смазки в результате нормализации функций слизистой оболочки;
- Позволяет снизить количество патогенной микрофлоры и улучшить биохимические процессы в клетках.

КАРТРИДЖИ HIFU LADY



HIFU VAGINAL TIGHTENING CARTRIDGE



В комплектации аппарата
имеются 2 картриджа с
глубиной проникновения 3,0
и 4,5 мм.

В зависимости от показаний,
в одну процедуру могут
применяться оба картриджа.

Каждый картридж рассчитан
на 10 000 линий.

АВТО- УПРАВЛЕНИЕ

Благодаря специальному программному обеспечению, оператору необходимо выставить такие параметры, как угол поворота картриджа, энергия и расстояние между импульсами.

После запуска аппарат самостоятельно подает импульсы, и вращает картридж на нужный угол.



HIFU LADY

ВАГИНОМЕТРИЯ

Важной функцией является дополнительная насадка для вагинометрии. Сужение влагалища происходит сразу после процедуры, и Вы можете измерить результаты сразу до и после процедуры.



HIFU LADY

Преимущества метода HIFU не оспоримы:

- Результат заметен уже после первой процедуры
- Быстрый период восстановления после процедуры
 - Использование современной технологии - HIFU
- Имеются 2 рабочие головки в целях достижения нужного операционного эффекта: 3.0 мм и 4.5 мм.
 - Точная регулировка глубины воздействия.
- Безоперационный метод с высокой эффективностью
- Простота и удобство: всего 20 минут лечения дают мгновенный эффект.

MIDIS



КОНТАКТЫ



MIDIS Medical Dermatology Systems

www.midis-centr.ru

«Центр Медицинской Косметологии «Мидис»

Сайт: <http://www.midis-centr.ru/>

www.coolite.ru

www.contlex.ru

Телефоны: +7 (495) 925-97-51

Адрес: ул. Коштоянца 20, корпус 2, Офис №5

@MIDIS_OFFICIAL



Центр МИДИС
Эксклюзивный
Дистрибьютор
Оборудования для
Салонов красоты и
Центров эстетической
Медицины

С 1991 года



ОБУЧЕНИЕ



СЕРВИС



РАССРОЧКА



ПОДДЕРЖКА

